

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Επιλέξτε τον αντίστοιχο μέγεθος της σπονδυλικής βελόνας.
- Προετοιμάστε τον ασθενή για τη διαδικασία ξαπλώνοντας τον στη μία πλευρά ή τοποθετώντας τον σε καθιστή θέση.
- Επιλέξτε την περιοχή για την εισαγωγή της βελόνας και επεξεργαστείτε την ίδια με αντισηπικό διάλυμα.
- Λαμβάνοντας όλες τις ασπτικές προφυλάξεις, αναισθητοποιήστε την παρακέντηση με τοπικό και αναισθητικό.
- Προωθήστε τη σπονδυλική βελόνα μέσω της σκληρής μήνιγγας, κάντε το στον υπαρχονοειδή χώρο.
- Μετά το «κλικ», αφαιρέστε αργά το στυλεό από τη σπονδυλική βελόνα και επιβεβαιώστε την παρουσία του ΕΝΥ. Εάν δεν υπάρχει ακόμα ΕΝΥ, αφαιρέστε τη σπονδυλική βελόνα και προσαρμόστε προσεκτικά τη θέση της βελόνας εισαγωγής ή επαναλάβετε τη διαδικασία παρακέντησης σε μια νέα θέση.
- Όταν επιτευχθεί η παρακέντηση της σκληράς μήνιγγας (και επιβεβαιωθεί από παλινδρόμηση ΕΝΥ μέσω της σπονδυλικής βελόνας): προχωρήστε στη συλλογή ΕΝΥ εάν κάνετε ασφανοστασία παρακέντηση: όταν εκτελείτε σπονδυλική αναισθησία, κρατήστε τη βελόνα σταθερά όταν συνδέετε τη σύριγγα (για να αποφύγετε την αλλαγή της θέσης της βελόνας) εγχύστε το αναισθητικό.
- Τραβήξτε τη σπονδυλική βελόνα.
- Εφαρμόστε αποστειρωμένο υλικό στην περιοχή τρυπήματος.
- Απορρίψτε τη βελόνα και τη σύριγγα σύμφωνα με τους κανόνες απόρριψης ιατρικών απορριμμάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Σε περίπτωση προβλήματος ή αντίστασης κατά την εισαγωγή, συνιστάται η αφαίρεση της βελόνας παρακέντησης και η εισαγωγή βελόνας ταυτόχρονα.
- Διατηρήστε αυστηρές άσπτες συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
- Εάν υπάρχει παραισθησία στα κάτω άκρα ή στη λεκάνη, η συσκευή πρέπει να αφαιρεθεί.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Η GLOBAL MEDICIT ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ.

- Το προϊόν δεν πρέπει να υποβάλλεται σε επανεπεξεργασία.
- Επιθεωρήστε οπτικά και ελέγξτε προσεκτικά το προϊόν και τη συσκευασία πριν από τη χρήση. Η ακατάλληλη μεταφορά και χειρισμός μπορεί να προκαλέσει δομική ή/και λειτουργική βλάβη στη συσκευή ή στη συσκευασία.
- Το προϊόν είναι εγγυημένο μη τοξικό, αποστειρωμένο και μη πυρετογόνο εάν η συσκευασία δεν έχει ανοιχτεί ή καταστραφεί.
- Μην καθαρίζετε ή αποστειρώνετε ξανά. Απορρίψτε μετά τη χρήση.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για μία μόνο χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να προκαλέσει μόλυνση ή διασταυρωμένη μόλυνση.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
- Να αποφεύγεται η έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία και υπεριώδες φως.
- Διάρκεια ζωής 5 χρόνια.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Έλλειψη συναίνεσης του ασθενούς
- Προβλήματα πήξης ή αντιπηκτική θεραπεία

- Ανατομικές παραμορφώσεις
- Εντοπισμένη λοίμωξη στο σημείο της παρακέντησης ή γενική λοίμωξη (σηψαιμία)
- Υπερευαίσθησία στην τοπική αναισθησία ή/και σε οποιοδήποτε υλικό που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό
- Ενδοκρανιακή υπέρταση

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Ποιες είναι οι γνωστές επιπλοκές που σχετίζονται με τις τεχνικές σπονδυλικής αναισθησίας: Υπόταση, καρδιακή ανακοπή, ανανευστική ανακοπή, αιμάτωμα ή επισκληρίδιο απόστημα, οσφυαλγία, οξεία κατακράτηση ούρων, ποнокεφαλος προβλήματα όρασης και ακοής, ναυτία, έμετος. Αυτά είναι σπάνια. Ωστόσο, αυτές οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, με τα απαραίτητα μέσα διαθέσιμα για την αντιμετώπιση αυτών των επιπλοκών, εάν είναι απαραίτητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η χρήση μικρότερης διαμέτρου θα προκαλέσει λιγότερη διαρροή ΕΝΥ μέσω της ανθρώπινης σκληράς μήνιγγας. Είναι αποδεκτό ότι αυτή η διαρροή ΕΝΥ είναι η αιτία που συμβάλλει στην ΡDPH που σχετίζεται με τη σπονδυλική αναισθησία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Να εισάγετε πάντα τη βελόνα της σπονδυλικής στήλης με στυλεό.
- Μην πιέζετε τη βελόνα μέσα από αντίσταση. Εάν ο ασθενής παραπονιέται για πόνο και παραισθησία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, εγκατέλειψε τη διαδικασία στη διαχείριση του ασθενούς για το ίδιο αναλόγω.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ

- Μετάδοση λοίμωξης από έναν ασθενή σε άλλο ασθενή
- Το αιμύλωμα της λοξόπτωσης προκαλεί δυσκολία στην επανεισαγωγή της βελόνας και προκαλεί περισσότερο πόνο.
- Η επαναχρησιμοποίηση προκαλεί κάθαρση του στυλεού στην πλήρη και μπορεί να προκαλέσει πυρηνά ιστού μέσα στη βελόνα.
- Η επαναχρησιμοποίηση αποδυναμώνει το σώμα πάνω από τη βελόνα και μπορεί να προκαλέσει τυχαίο σπάσιμο της βελόνας στο εσωτερικό του σώματος.

Κατασκευαστής: Global Medikit Limited Khasra No. 323 (M1) Camp road, Selaqui-248197, Dehradun, Uttarakhand, India. | Email: info@globalmedikit.in

Obellis S.A. Boulevar General Wahis 53, 1030 Βρυξέλλες, Βέλγιο
Τηλ: +(32)2 7325954 | Φαξ: +(32) 27326003 | Email: mail@obellis.net

Εισαγωγέας: Bourmas Medicals Σενέκα 18, Κηφισιά, 14564 Αθήνα - Ελλάδα. Τηλ: +30216225568
Email: info@bourmas-medicals.gr

 REF Αριθμός καταλόγου	 Ημερομηνία λήξης	 Ημερομηνία κατασκευής	 Κωδικός παρτίδας
 Μη πυρετογόνο	 Μην επαναχρησιμοποιείτε	 Κατασκευαστής	 Αποστειρωμένο με αιθυλενοξειδίο
 Μην επαναποστεριώνετε	 Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης	 Μη χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι καταστραμμένη	 Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 Προσοχή	 2460		