

VAH
IHO
CE 0482



OPTISAL® PLUS

Συμπυκνωμένο υγρό την απολύμανση και καθαρισμό επιφανειών – δαπέδων

- ολοκληρωμένη σειρά της αποτελεσματικότητας
- εξαιρετική απόδοση καθαρισμού
- εξαιρετική συμβατότητα υλικών

approved for disinfection of
the Hiflex5 tablet
bionic

Το **OPTISAL® PLUS** είναι ένα συμπυκνωμένο άοσμο υγρό για δυνατή, καθημερινή απολύμανση και καθαρισμό των επιφανειών. Εκτός από την αποτελεσματικότητά του έναντι όλων των ιών με περίβλημα (HBV, HIV, HCV), το **OPTISAL® PLUS** είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό κατά των μη επικίνδυνων ιών, όπως αδενοϊό, νοροϊό και ιό ρότα. Επίσης είναι πολύ αποτελεσματικό εναντίον μυκοβακτήρια και μύκητες. Είναι κατάλληλο για επιφάνειες που βρίσκονται κοντά σε ασθενείς, καθώς επίσης και για χώρους εστίασης.

Πεδίο εφαρμογής

In accordance with the Medical Device Directive (MDD):

Για την απολύμανση και τον καθαρισμό των μη επεμβατικών ιατρικών συσκευών.

In accordance with the EU Biocidal Products Regulation (BPR): Για την απολύμανση και τον καθαρισμό των επιφανειών και του εξοπλισμού σε ιατρικές περιοχές, βιομηχανικές, ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

Αντιμικροβιακές ιδιότητες

- βακτηριοκτόνο (incl. MRSA)
- φυμαιοκτόνο
- μυκητοκτόνο
- μυκητοκτόνο (A. brasiliensis)
- δραστικό έναντι όλων των ιών με περίβλημα HBV/HIV/HCV/vaccinia-/BVDV/influenzaviruses
- δραστικό έναντι νοροϊού, αδενοϊού και ιού ρότα

Σύνθεση

Δραστικές ουσίες σε 100g υγρού διαλύματος: 6.6 g

Alkyl(C12-16)dimethylbenzyl ammoni-umchloride; 2.3 g didecyl dimethyl ammoniumchloride; 7.2 g N-(3-ami-nopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine Contains: < 5 % non-ionic surfactants

Συσκευασία	Τεμάχια	Περιεχόμενο	Κωδικός
Φιάλη	12	1 l	141.132.1000
Δοχείο	3	5 l	

Αντιμικροβιακές Ιδιότητες			5 λεπ.	15 λεπ.	30 λεπ.	60 λεπ.
Βακτήρια και μύκητες						
Σύσταση αίτηση για απολύμανση επιφανειών (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο)*	VAH	μηχανική δράση για μολυσμένες συνθήκες	2.5 %	1.5 %	1 %	0.5 %
Σύσταση αίτηση για απολύμανση επιφανειών (δοκιμή 4-τομέα, (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο) **	EN 16615	μηχανική δράση για μολυσμένες συνθήκες	2.5 %	1.5 %		0.5 %
Σύσταση αίτηση για απολύμανση επιφανειών (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο)*	EN 13697	χωρίς μηχανική δράση για μολυσμένες συνθήκες		0.5 %		
Φυμαιοκτόνο (M.terrae)	EN 14348	μολυσμένες συνθήκες				1.5 %
Μυκητοκτόνο (Aspergillus brasiliensis)	VAH	μολυσμένες συνθήκες				3 %
Ιοί						
Δραστικό έναντι όλων των ιών με περίβλημα	RKI/DVV	συμπ. HBV/HIV/HCV	1 %			0.5 %
Δραστικό έναντι νοροϊών (MNV)	EN 14476	καθαρές συνθήκες	2 %	1 %		0.5 %
	EN 14476	μολυσμένες συνθήκες	2 %	1 %		
Δραστικό έναντι αδενοϊών	EN 14476	καθαρές συνθήκες		2 %		1 %
	EN 14476	μολυσμένες συνθήκες			2 %	1 %
Δραστικό έναντι ιού ρότα	EN 14476	καθαρές συνθήκες	0.5 %			
Πρόσθετα Αποτελέσματα EN* test						
Βακτηριοκτόνο	EN 13727	μολυσμένες συνθήκες	0.25 %			

* Συμπεριλαμβανομένης της φάσης 2 βήμα 1 και τη φάση 2 βήμα 2 δοκιμές (ποσοτική δοκιμασία αναστολής και ποσοτικές δοκιμές φορέα)

** Δεν έχει συστάσεις εφαρμογής

Να χρησιμοποιήτε τα απολυμαντικά με ασφάλεια.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν τη χρήση.



ΜΠΟΥΡΝΑΣ Γ. & ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΣΤ. Ο.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΥ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Σενέκα 18, Κηφισιά 14564 Αθήνα
Τηλ: 210-26.22.568 Fax: 210-26.12.089
Site: bournas-medicals.gr • email: info@bournas-medicals.gr

