

		PERFECTAN® ENZYME	PERFECTAN® TB	PERFECTAN® ENDO	PERFECTAN® NEU	DESCOTON® 2%	DESCOTON® EXTRA	PERFEKTAN ACTIVE
		PREVENT LEVEL	PREVENT LEVEL	PREVENT LEVEL	PREVENT LEVEL	PREVENT LEVEL	PROTECT LEVEL	PROTECT LEVEL
ΜΟΡΦΗ	Έτοιμα προς χρήση					✓		
	Συμπυκνωμένα	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Εφαρμογή	Χειρουργικά εργαλεία	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ευέλικτα ενδοσκόπια	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Άκαμπτα ενδοσκόπια	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TEE κεφαλές					✓		✓
	Λουτρό υπερήχων	✓	✓	✓	✓			
Χρήση	Καθαρισμός	✓	✓	✓	✓			
	Απολύμανση	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ενεργά συστατικά	Τελική ιοκτόνος απολύμανση						✓	✓
	QAC	✓	✓	✓				
	Αλκυλαμίνες				✓			
	Γλουταραλδεϋδην					✓	✓	
	Ενζυμα	✓						
	Υπεροξικό οξύ							✓
Ειδικά χακτηριστικά	Περιορισμένη οσμή	✓	✓	✓	✓			
	Φιλικό στα υλικά	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Προστασία κατά της διάβρωσης		✓	✓	✓		✓	✓
	Ουδέτερο pH	✓						
Φάσμα δράσης	Βακτηριοκτόνο, Ζυμομυκητοκτόνο (C. Albicans)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Μυκητοκτόνο							✓
	Φυματιοκτόνο				✓	✓	✓	✓
	Σποροκτόνο							✓
	Κατά των ιών με φάκελο	✓	✓	✓	✓	✓		
	Ιοκτόνο						✓	✓

PREVENT LEVEL

Φάσμα Δράσης:

Βακτηριοκτόνο, ζυμομυκητοκτόνο, **δράση κατά των ιών με περίβλημα**

Οι ιοί με περίβλημα περιβάλλονται από μια λιπιδική μεμβράνη. Η λιπιδική μεμβράνη παρουσιάζει ένα αδύναμο σημείο προσβολής και μπορεί εύκολα να κασταστραφεί από απολυμαντικά. Ένα φάσμα δράσης αποτελεσματικότητας κατά των ιών με περίβλημα είναι επαρκές για να επιτευχθεί αυτό. Πολλοί ιοί με περίβλημα είναι υψηλής κλινικής σημασίας.

Σχετικοί ιοί: HBV, HCV, HIV, κορωνοϊός και ιός της γρίπης.

PRESERVE LEVEL

Φάσμα Δράσης:

Βακτηριοκτόνο, ζυμομυκητοκτόνο, **ιοκτόνο περιορισμένου φάσματος**

Κατ' αρχήν, οι ιοί χωρίς περίβλημα είναι πιο σταθεροί έναντι των απολυμαντικών σε σχέση με αυτούς με περίβλημα. Ωστόσο, σε αυτήν την ομάδα υπάρχουν ορισμένοι ιοί που είναι λιγότερο ανθεκτικοί από άλλους μη περικαλυμμένους ιούς. Οι Noro-, Rota- και αδενοϊοί είναι κλινικά σχετικοί και ευθύνονται για μεγάλο αριθμό εξάρσεων. Δεδομένου ότι ένα πλήρες φάσμα ιοκτόνου αποτελεσματικότητας δεν είναι απαραίτητο εδώ, εισήχθη η περιορισμένη ιοκτόνος δράση.

Σχετικοί ιοί: Όλοι οι ιοί με περίβλημα, καθώς και οι νορο-, ρότα και αδενοϊοί.

PROTECT LEVEL

Φάσμα Δράσης:

Βακτηριοκτόνο, ζυμομυκητοκτόνο, **ιοκτόνο**

Στην περίπτωση ιών χωρίς περίβλημα, οι οποίοι είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί, ενδέχεται να απαιτούνται υψηλότερες συγκεντρώσεις απολυμαντικού και μεγαλύτεροι χρόνοι επαφής. Ένα προϊόν που προσφέρει ιοκτόνο αποτελεσματικότητα θα είναι αποτελεσματικό έναντι όλων των ιών με και χωρίς περίβλημα.

Σχετικοί ιοί: Echo, coxsackie, ρινοϊός, picorna και θηλωματικοί ιοί.