

VAH
IHO
CE 0482



DESCO DRILL

Έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό για φρέζες

- περιέχει αντιδιαβρωτικά
- κατάλληλο για λουτρά υπερήχων
- υψηλό βαθμό συμβατότητας των υλικών

Έτοιμο προς χρήση, χωρίς αλδεϋδη και φαινόλη για απολύμανση και για καθαρισμό των οδοντιατρικών φρεζών και άλλα περιστρεφόμενα μικροεργαλεία. Λόγω του υψηλού βαθμού της συμβατότητας των υλικών, το **DESCO DRILL** μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ευαίσθητα υλικά όπως τροχούς που είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, γυαλιστικά καουτσούκ κτλ. Επίσης, περιέχει ειδικούς αναστολείς σκουριάς.

Συσκευασία	Τεμάχια Περιεχόμενο		Κωδικός
Δοχείο	3	5 l	141.311.5000
Φιάλη	6	2 l	141.311.2000

Αντιμικροβιακές Ιδιότητες		5 λεπτ.	15 λεπτ.	30 λεπτ.
Βακτήρια και μύκητες				
Σύσταση αίτηση για την απολύμανση εργαλείων (Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο) *	VAH	μολυσμένες συνθήκες	•	
Ιοί				
Δραστικό εναντίον όλων των ιών με περίβλημα και συμπ. HBV/HIV/HCV/influenzaviruses	RKI/DVV		•	
Φυματιοκτόνο	DHGM	μολυσμένες συνθήκες		•
Δραστικό έναντι παποβαϊούς / πολιομαϊούς	RKI/DVV			•
Δραστικό έναντι αδενοϊών	RKI/DVV			•

* Συμπεριλαμβανομένης της φάσης 2 βήμα 1 και τη φάση 2 βήμα 2 τεστ (ποσοτικές δοκιμές αναστολής και ποσοτικές δοκιμές φορέα)



Health supplies since 1988

ΜΠΟΥΡΝΑΣ Γ. & ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΣΤ. Ο.Ε
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΥ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Σενέκα 18, Κηφισιά 14564 Αθήνα
Τηλ: 210-26.22.568 Fax: 210-26.12.089
Site: bournas-medicals.gr • email: info@bournas-medicals.gr



www.schumacher-online.com

Dr. Schumacher

