

Τα οδοντιατρικά συστήματα αναρρόφησης μπορεί να μολυνθούν σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τους ασθενείς απαιτείται τακτική και αποτελεσματική απολύμανση. Τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται από ένα ασφαλές φάσμα αποτελεσματικότητας και υψηλή συμβατότητα υλικών. Έχουν εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες και είναι χαμηλού αφρισμού. Προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται μία ή δύο φορές την εβδομάδα και η απολύμανση έως και τρεις φορές την ημέρα.

VAH
IHO
C€ 0482



DESCOSUC

Απολύμανση οδοντιατρικών συστημάτων αναρρόφησης

- εξαιρετική καθαριστική ιδιότητα
- χαμηλού αφρισμού
- αριστη προστασία υλικού συστημάτων αναρρόφησης

Το DESCOSUC είναι ένα ελεύθερο αλδεϋδών και φαινολών, απολυμαντικό και καθαριστικό διάλυμα με υψηλό βαθμό συμβατότητας υλικών για οδοντιατρικά συστήματα αναρρόφησης. Το DESCOSUC είναι διανικό για καθημερινή χρήση και είναι ιδιαίτερως χαμηλού αφρισμού.

Συσκευασία	Τεμάχια Περιεχόμενο		Κωδικός
Δοχείο	3	5 l	141.310.5000

Αντιμικροβιακές Ιδιότητες			5 λεπτ.	15 λεπτ.	30 λεπτ.
Βακτήρια και μύκητες					
Σύσταση αίτηση για την απολύμανση εργαλείων (Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο) *	VAH/EN	μολυσμένες συνθήκες		2 %	1 %
Αποτελέσματα EN test					
Βακτηριοκτόνο	EN 13727	μολυσμένες συνθήκες		2 %	1 %
Μυκητοκτόνο	EN 13624	μολυσμένες συνθήκες	0.5 %		
Βακτηριοκτόνο	EN 14561	μολυσμένες συνθήκες	1 %		
Μυκητοκτόνο	EN 14562	μολυσμένες συνθήκες	1 %		

* Συμπεριλαμβανομένης της φάσης 2 βήμα 1 και τη φάση 2 βήμα 2 τεστ (ποσοτικές δοκιμές αναστολής και ποσοτικές δοκιμές φορέα)



ΜΠΟΥΡΝΑΣ Γ. & ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΣΤ. Ο.Ε
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΥΥ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Σενέκας 18, Κληροιά 14564 Αθήνα
Τηλ: 210-26.22.568 Fax: 210-26.12.089
Site: bournas-medicals.gr • email: info@bournas-medicals.gr

